

IPL epilátor pre dlhodobé odstránenie chĺpkov Inspector 10972

Údržba

V prípade zašpinenia povrch epilátora utrite navlhčenou handričkou. Po každej epilácii vždy starostlivo očistite sklo svetlovodivej komory na hlavici.

Dezinfekcia pomôcok zbaví povrch sklíčka všetkých baktérií. Po údržbe prístroj schovajte do textilného vrecúška a spoločne s ostatnými komponentmi ho uložte späť do originálnej krabice na suché a chladné miesto. Zabráňte tak jeho poškodeniu.

Nabíjanie

Epilátor sa napája pomocou kábla rovno z elektrickej zásuvky. Pred zapnutím najskôr zastrčte okrúhly konektor do zdieľky na spodnej časti rukoväte.

Ovládanie

Jednoduché ovládanie zvládnete ľavou zadnou. **Pred samotnou epiláciou chĺpkov si ale vždy nasadte bezpečnostné okuliare**. Po zasunutí prívodného kábla do zásuvky začnú kontrolky intenzity nad hlavicou blikať v cykloch a prístroj sa zapne do pohotovostného režimu. Dlhším podržaním tlačidla s označením „**power**“ potom epilátor **uvediete do chodu**. Budete počuť pípnutie a na epilátore sa automaticky nastaví najnižšia intenzita pulzného svetla. Dlhším podržaním rovnakého tlačidla epilátor zase vypnete. Prístroj opäť pípne a kontrolky intenzity prestanú blikať.

Po zapnutí prístroja na najnižšom režime si vyberte správnu úroveň sily lúča na stupnici **od 1 do 5** pre váš odtieň pleti a farbu chĺpkov. Intenzitu IPL svetla prepnete krátkym stlačením tlačidla „**power**“ . Potom zľahka pritlačte hlaviciu k pokožke epilovanej partie. Akonáhle sa obdĺžniková dióda nad hlavicou s **označením „READY“** rozsvieti zelenou farbou, znamená to, že je epilátor pripravený na použitie. Stlačte tlačidlo blesku na uvoľnenie svetla, ktoré má svoje miesto v spodnej časti tela epilátora, a môžete začať s ošetrovaním pleti.

Silu svetelných zábleskov poznáte podľa toho, koľko diód na paneli nad hlavicou v dobe epilácie na prístroji svieti – čím viac rozsvietených čiarok, tým silnejšia intenzita. Pokiaľ si ale **nastavíte nesprávnu silu výbojov**, tlačidlo „**READY**“ začne preblikávať. Bezpečnostný senzor – **snímač tónu pleti** zabráni aktivácii zábleskov a musíte upraviť intenzitu IPL podľa farby vašej kože.

Svetelné záblesky nespustíte ani v prípade, že prístroj **nie je v priamom kontakte s pokožkou**.

Epilátor je vybavený **ochranným systémom proti prehriatiu**, ktorý sa aktivuje súčasne s použitím vysokého stupňa IPL. Ak sa prístroj prehreje,



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

prepne sa automaticky do pohotovostného režimu. (Epilátor zase spustíte dlhším podržaním tlačidla „power“.)

Programy/úrovne intenzity

Epilátor dostal do vienka **5 stupňov pulzných svetelných výbojov**. Ten správny si nastavte na základe vašej farby pleti podľa priloženej tabuľky, ktorú nájdete na krabici prístroja alebo v elektronickom návode. Po zapnutí nám zvuk prístroja pripomína slabší vetrák, ale susedov za múrom neprebudíte.

Vodeodolnosť

Prístroj nemá vodeodolnú úpravu, preto ho nenamáčajte do vody. Z epilátora ale ľahko zotrite nečistoty handričkou alebo vlhčeným obrúskom. **Pred jeho očistou nezabudnite vždy vybrať kábel z elektrickej siete, aby ste sa nezranili.**

Dizajn a tvar

Epilátor pôsobí nadčasovým dojmom a svojim tvarom nám pripomína pánsky elektrický holiaci strojček na fúzy. Ergonomicky tvarované telo so zahnutou hlavice sa dobre drží v ruke a spoločne s dômyselným ovládacím panelom na spodnej časti rukoväte uľahčuje epiláciu chĺpkov aj v horšie dostupných partiách tela.

Materiál

Epilátor sa vyrába z kvalitného ABS plastu, ktorý mu prepožičiava pevnosť a odolnosť. Plastový materiál tiež pri správnom zaobchádzaní predlžuje životnosť epilátora.

Farba

Nežnú bielu farbu epilátora zvyrazňuje elegantný karamelový odtieň, ktorý sa opakuje na tlačidlách aj leme na ústí hlavice.

Rozmery

IPL epilátor Inspector 10972 má kompaktné rozmery, takže sa zmestí aj s originálnou krabicou s príslušenstvom do každej skrine alebo komody.

- Celková dĺžka epilátora: 18,5 cm
- Šírka hlavice v najširšej časti: 6 cm
- Šírka rukoväte: 4,5 cm
- Dĺžka kábla: 165 cm
- Hmotnosť epilátora: 243 g
- Rozmery krabice: 24 x 12 x 12,5 cm
- Hmotnosť krabice s príslušenstvom: 856 g

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Inštrukčný manuál

Špecifikácia zariadenia

Názov produktu od výrobcu: IPL Hair Removal Device

Názov produktu predajcu: IPL epilátor pre dlhodobé odstránenie chĺpkov Inspector 10972

Vstup: 12V/3A

Výkon: 36W

Výkonný štandard: Q/XM1023-2020

Výrobca: MAE B., Holandsko

www.intimatehealt.eu/usermanual

Popis zariadenia

1 okienko pre výstup svetelných lúčov

2 Snímač tónu pleti

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

3 Vzduchové otvory

4 Systém vstupu vzduchu

5 Tlačidlo pre generovanie záblesku

6 Kontrolka pripravenosti

7 Indikátor intenzity

8 Tlačidlo napájania / Prepínač intenzity

9 Senzor kontaktu s pokožkou

10 DC zásuvný port

11 Napájací adaptér

12 Ochranné okuliare

Certifikačné značky



Pokyny na prípravu

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Pripojte jeden koniec napájacieho kábla k DC zásuvnému portu a zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky (Obrázok 2)


 Obrázok 2

Ako zariadenie používať



Aby ste zaistili správnu funkciu tohto zariadenia, pred použitím si pozorne prečítajte pokyny.

Prevádzka zariadenia


• Zapnutie:

(1) Zapojte napájací adaptér do zásuvky. Kontrolky intenzity blikajú v cykle a zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačte a podržte tlačidlo napájania . Zariadenie sa zapne pri prvom nastavení intenzity s pípnutím.

(2) Ak je napájací adaptér stále pripojený do zásuvky, ale indikátor intenzity nesvieti, zariadenie je stále v pohotovostnom režime. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie.

• Vypnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania , kontrolky intenzity prestanú blikáť a zariadenie sa po pípnutí vypne. 

Obrázok 3

• Nastavenie úrovne intenzity: Keď je prístroj zapnutý, stlačte spínač intenzity  pre nastavenie úrovne intenzity ošetrovania (sila lúča) v cykle - celkom 5 úrovní. Prví užívatelia by mali začať prvú reláciu na najnižšej úrovni intenzity (level 1). Úroveň intenzity môžete postupne zvyšovať. (Obrázok 4)

 Obrázok 4

• Spustíte záblesk: So zapnutým zariadením pritlačte okienko pre výstup svetelných lúčov k ošetrovanej oblasti. Pokiaľ senzory detekujú, že váš odtieň pleti je vhodný pre zvolenú úroveň intenzity, kontrolka pripravenosti blesku, „READY“ sa rozsvieti zeleno. Stlačením pozdĺžneho tlačidla pre generovanie záblesku, dôjde k spusteniu svetelného záblesku. Pokiaľ senzory zistí, že zvolená úroveň intenzity nie je vhodná pre váš tón pleti, alebo pokiaľ senzory nie sú v plnom kontakte s pokožkou, indikátor „READY“ bliká zeleno. Ak v tejto chvíli stlačíte tlačidlo pre generovanie záblesku, záblesk sa nespustí.

Test pokožky

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Pre užívateľov, ktorí zariadenie používajú prvýkrát, odporúčame otestovať reakciu zariadenia na ruku. Po nanesení testovacích zábleskov počkajte 24 hodín, aby ste si overili, či vaša pokožka nereaguje na ošetrovanie. Pokiaľ nie je žiadna viditeľná reakcia, môžete zariadenie použiť. Zapnite prístroj, zvolte stupeň intenzity 1, umiestnite okienko pre výstup svetla na pokožku a aplikujte jeden záblesk.

Potom môžete zvýšiť intenzitu na úroveň 2 a aplikovať ďalší záblesk na pokožku. Vyskúšajte všetky úrovne intenzity na koži (neblikaajte viackrát na rovnakú oblasť). Potom, čo otestujete pokožku, vyberte úroveň intenzity, ktorá na vašej pokožke nespôsobila žiadnu reakciu.

Odporúčania pre použitie

Ak ste pred použitím zariadenia odstránili chĺpky pomocou dlhotrvajúcej metódy odstraňovania, ako je vytrhávanie, voskovanie atď., počkajte, kým chĺpky znovu nezačnú rásť, aby ste mohli zariadenie použiť.



Vhodné oblasti použitia

1) Podpazušie

2) Oblasť bikín

3) Ruky a nohy

4) Chrbát

Obrázok 5

Čas a frekvencia ošetrovania

Podľa cyklu rastu chĺpkov sa odporúča používať IPL zariadenie raz za dva týždne. Aplikujte 3-4krát a postupne znižujte frekvenciu použitia podľa stavu chĺpkov.

Referenčná tabuľka odtieňa pleti/farby chĺpkov

Než začnete zariadenie používať, pozrite sa na nižšie uvedenú tabuľku, aby ste zistili, či je váš odtieň pleti a farba chĺpkov vhodná pre použitie s indikátormi intenzity ("O" znamená, že zariadenie je pre vás vhodné, " " znamená, že

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

zariadenie pre vás nie je vhodné , 1-5 označuje úrovne intenzity záblesku).

Pokiaľ je pre vás toto zariadenie vhodné, vyberte si podľa nižšie uvedenej tabuľky vhodnú intenzitu svetla (zariadenie je účinnejšie pri vyššej intenzite svetla. Ak však cítite bolesť alebo nepohodlie, znížte intenzitu). Tmavšie tóny pleti absorbujú viac svetla a ľahko spôsobujú podráždenie pokožky. Preto sa osobám s tmavšou pleťou odporúča používať svetlo s nižšou intenzitou blesku.



(horizontálna farebná škála znázorňuje farbu pleti, vertikálnu farbu chĺpkov)

" 0" používať, " " nepoužívať

Ako správne s aplikáciou postupovať

- Než začnete zariadenie používať, ohol'te chĺpky na povrchu pokožky (netrhajte ani nepoužívajte chemické prípravky na odstraňovanie chĺpkov), pokožku úplne osušte a odstráňte všetky mastné látky (napr. pleťová voda, parfúm, opaľovací krém a ďalšia kozmetika).
- Pripojte adaptér do zásuvky. Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete zariadenie.
- Vyberte vhodnú intenzitu záblesku pre váš odtieň pleti a farbu chĺpkov (pre začiatocníkov použite najnižšiu odporúčanú intenzitu svetla a upravujte ju postupne).
- Používajte ochranné okuliare, aby ste sa nepozerali do svetla a chránili tak svoj zrak pred poškodením.
- Umiestnite okienko pre výstup svetla na koži a uistite sa, že plocha senzora je s pokožkou plne v kontakte. Počkajte 1-4 sekundy, keď sa kontrolka pripravenosti blesku rozsvieti na zeleno, stlačte tlačidlo generovania. Učítate mierne teplo (absorbuje sa svetelná energia blesku). Ak chcete znížiť tepelný pocit, znížte úroveň intenzity.
- Snímač tónu pleti automaticky detekuje tón pleti. Pokiaľ odtieň vašej pleti nie je v rozsahu vhodnom na ošetrovanie, zariadenie záblesk nevydá. V tejto chvíli môžete znížiť intenzitu blesku a používať zariadenie podľa vyššie uvedených krokov.
- Po použití vypnite zariadenie, odpojte adaptér a vyčistite zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie má ochranný mechanizmus. Keď nastavíte intenzitu z 5 na intenzitu 1 alebo 2 bez stlačenia tlačidla blesku, indikátor READY bude mierne blikať a zariadenie nevydá záblesk. Počkajte prosím asi 10 sekúnd, kým ho budete môcť znovu použiť.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Toto zariadenie je vybavené systémom ochrany proti vysokej teplote. Ochranný systém je vždy zapnutý pri použití najvyššej úrovne intenzity záblesku a zariadenie prejde do pohotovostného režimu, ak je teplota príliš vysoká (to je normálne). Zariadenie môžete znovu zapnúť stlačením tlačidla napájania.

Po použití prístroja nenanášajte na pokožku žiadny vonný prípravok na starostlivosť o pleť ani inú kozmetiku.

Nepoužívajte dezodorant ihneď po použití zariadenia na podpazuší. Počkajte, kým začervenanie pokožky úplne zmizne, aby ste mohli začať používať dezodorant.

Po každom ošetrení sa uistite, že vaša pokožka po 24 hodinách nevykazuje žiadne známky začervenania.

Dva týždne po ošetrení udržiavajte ošetrovanú oblasť zakrytú a chráňte ju pred priamym slnečným žiarením, alebo použite opaľovací krém (SPF 30+).

Zriedkavé vedľajšie účinky

● Popáleniny, abnormálne začervenanie a opuchy

Tieto reakcie sú veľmi zriedkavé, môžu byť spôsobené použitím vysokej intenzity záblesku. Ak tieto nežiaduce účinky pretrvávajú 3 dni alebo dlhšie, okamžite vyhľadajte lekára. Ďalšie ošetrenie začnite iba v prípade, že je pokožka bez akýchkoľvek problémov, a uistite sa, že používate nižšiu intenzitu záblesku.

● Zmena farby kože

Normálne, ale veľmi zriedkavé. Pri používaní zariadenia môže dôjsť k zmene farby pokožky, čo sa môže stať, pretože používate blesk s vysokou intenzitou. Keď zafarbenie zmizne, znížte intenzitu záblesku počas ďalších ošetrení. Pokiaľ zafarbenie kože po dvoch týždňoch nezmizne, poraďte sa s lekárom.

● Kožné infekcie a zápal

Veľmi zriedkavé. Ak je zariadenie použité na existujúce rany a rezné rany (môže sa stať pri holení oblasti), môže spôsobiť spomínané nežiaduce účinky.

• Možné príčiny nadmernej bolesti počas a po ošetrení

Použili ste prístroj na oblasti, ktoré neboli pred začatím ošetrenia oholené; intenzita záblesku je príliš vysoká pre váš tón pleti a farbu chĺpkov; použili ste zariadenie v rovnakej presnej oblasti viac ako raz; použili ste zariadenie v otvorenej rane; oblasť, ktorú liečite, má akýkoľvek druh zápalu alebo infekcie; používate zariadenie v oblastiach s tetovaním alebo spáleninami od slnka.

Čistenie a údržba

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Po každom použití utrite povrch filtra výstupného okna pomocou lekárskeho dezinfekčného prostriedku a udržujte túto oblasť v čistote.

- Toto zariadenie nie je vodotesné. Neponárajte ho ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drôtenku, abrazívne čistiace prostriedky, chemikálie alebo korozívne kvapaliny.

Skladovanie

Neumiestňujte a neskladujte zariadenie na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí.

Riešenie problémov a podpora:

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|--|--|---|
| Zariadenie nevysiela záblesk. | Napájací kábel nie je správne zapojený. Snímač kontaktu s pokožkou nie je dostatočne blízko pokožky. | Skontrolujte pripojenie napájania a upravte kábel. Znovu upravte polohu zariadenia na koži, kým sa indikátor pripravenosti nerozsvieti na zeleno. |
| Indikátor READY sa nerozsvieti. | Zvolená úroveň intenzity blesku je príliš vysoká. Napájací kábel nie je správne pripojený Snímač kontaktu s pokožkou zariadenia nie je dostatočne blízko pokožky. | Upravte intenzitu blesku podľa odtieňa pleti a farby chĺpkov. Skontrolujte pripojenie napájania a upravte kábel. Znovu upravte polohu zariadenia na koži, kým sa indikátor pripravenosti nerozsvieti na zeleno. |
| Počas používania zariadenia prešlo do pohotovostného režimu. | Nezvolili ste intenzitu záblesku. Toto zariadenie je vybavené systémom ochrany proti vysokej teplote. Ochranný systém je vždy zapnutý pri použití najvyššej úrovne intenzity záblesku a zariadenie prejde do pohotovostného režimu, ak je teplota príliš vysoká (to je normálne). | Podľa pokynov vyberte intenzitu z áblesku. Zariadenie môžete znova zapnúť stlačením tlačidla napájania. |
| Zariadenie vydáva zvláštny zápach. | Filter okna výstupu svetla je znečistený. Chĺpky neboli pred ošetrením riadne odstránené. Blesk spáli vlasy a spôsobí zvláštny zápach. | Opatrne vyčistite filter výstupného okna pomocou lekárskeho dezinfekčného prostriedku. Než začnete prístroj používať, odstráňte žiletkou alebo zastrihávačom všetky chĺpky z oblasti, ktorú chcete ošetriť. |
| Pri používaní prístroja cítite bolesť. | Intenzita záblesku je príliš vysoká. Filter výstupného okna je poškodený. Používate zariadenie v neaplikovateľnej oblasti. | Overte intenzitu blesku a znížte ju. Prestaňte zariadenie používať. Prečítajte si prosím návod na použitie, sú tam spomenuté varovania a zakázané použitie. |

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

| | | |
|---|---|---|
| Po použití přístroja javí ošetrovaná oblasť známky začervenania. | Mierne začervenanie je normálna a neškodná reakcia na odstránenie chĺpkov. | Ide o normálnu reakciu. |
| | Použitá intenzita blesku je príliš nízka | Pri ďalšom ošetrovaní upravte intenzitu záblesku. Aby pokožka zostala hladká a bez chĺpkov, odporúča sa používať prístroj raz za dva týždne. Intervaly ošetrovania závisia od cyklu rastu chĺpkov u každého človeka. Nepoužívajte prístroj častejšie ako raz za dva týždne. Nadmerné používanie prístroja zvyšuje riziko nežiaducich kožných reakcií. |
| Výsledky po použití nie sú uspokojivé. | Frekvencia použitia je nižšia, než je odporúčané. | Pokiaľ sú vaše chĺpky na tele blond, červenej, šedej, bielej alebo pokiaľ je váš odtieň pleti veľmi tmavý, toto zariadenie nepoužívajte. |
| | Váš odtieň pleti a farba vlasov nie sú vhodné na použitie s týmto zariadením. | Kontaktujte svojho predajcu. |
| Iné problémy. | | |
| Poznámka: Ak zariadenie po použití vyššie uvedených riešení stále nefunguje správne, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte svojho miestneho predajcu. | | |

Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- V prípade poškodenia nepoužívajte.
- Udržujte zariadenie a napájací adaptér v suchu.
- Uistite sa, že prevádzkové napätie zariadenia zodpovedá napätiu napájacieho zdroja.

UPOZORNENIE

Toto zariadenie by nemali používať nasledujúce osoby:

- Tehotné a dojčiacie ženy alebo počas menštruácie; deti.
- Vaša pokožka je citlivá na svetlo a je náchylná na rozvoj vyrážky alebo alergickej reakcie.
- Osoby s kožnými chorobami v anamnéze alebo osoby, ktoré sa v súčasnej dobe liečia s kožnými chorobami.
- Osoby s prekanceróznymi léziami alebo viacerými atypickými materskými znamienkami (materské znamienka) v oblastiach, kde chcete zariadenie používať.
- Ak oblasť, ktorú chcete ošetriť, má infekcia, popáleniny, ekzémy, zápaly vlasových folikulov, škrabance, otvorené rany, herpes simplex, tržné rany alebo hematómy.
- Osoby s poruchou kolagénu v anamnéze, tvorbou keloidných jaziev alebo ťažkosťami s hojením rán.
- Osoby s anamnézou cievnych ochorení, ako sú krčové žily atď.
- Osoby s cukrovkou, lupus erythematosus, porfýriou, srdcovým ochorením a krvácajúcim postihnutím.
- Osoby, ktoré majú v anamnéze imunosupresívne ochorenie (vrátane infekcie HIV a AIDS).
- Ak dostávate alebo ste v posledných niekoľkých mesiacoch dostávali rádioterapiu alebo chemoterapiu.

Nepoužívajte toto zariadenie na nasledujúcich miestach:

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslonsk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

- Na miestach s hyperpigmentáciou alebo hypopigmentáciou, intenzívnym začervenaním alebo popáleninami.
- V oblastiach, kde ste podstúpili operáciu.
- Okolo očí a obočia, aby nedošlo k poraneniu očí.
- Na bradavkách, dvorcoch, malých pyskoch, pošve, konečníku, vo vnútri nosovej dierky a uší.
- Muži nemôžu používať toto zariadenie na miešok a tvár.
- V blízkosti silikónových implantátov, kardiostimulátorov, subkutánných injekčných portov (ako sú dávkovače inzulínu), piercingov. Je potrebné sa vyhnúť akémukoľvek umelému povrchu.
- Na materské znamienka, pehy, veľké žily, tmavšie pigmentové oblasti, jazvy a kožné abnormality bez dohľadu lekára.
- Na tetovanie alebo permanentný make-up, pretože môže spôsobiť popáleniny kože a zmeniť jej pigmentáciu.
- Na miestach, kde používate dlhotrvajúce dezodoranty, pretože môžu spôsobiť podráždenie pokožky.
- Nepoužívajte toto zariadenie na koži spálenú od slnka, nedávno opálenú alebo falošne opálenú.

Nepoužívajte toto zariadenie, ak užívate nasledujúce lieky alebo liečebné postupy:

- Vaša pokožka je liečená alebo bola nedávno liečená alfa-hydroxykyselinami (AHAS), beta-hydroxidovými kyselinami (BHA), topickým izotretinoínom a kyselinou azelaovou.
- Ak ste v posledných šiestich mesiacoch užívali perorálne alebo lokálne Accutane alebo Roaccutane acid. Toto ošetrovanie robí pokožku náchylnejšou k trzným ranám, traumám a podráždeniu. Preštudujte písomnú informáciu k lieku a nepoužívajte zariadenie, pokiaľ je uvedené, že môže spôsobiť ľahké alergické reakcie.
- Ak užívate akýkoľvek druh fotosenzibilizátora alebo liekov, vždy si overte informácie pre pacienta fototoxické reakcie, alebo ak by ste sa mali vyvarovať vystaveniu slnku počas užívania lieku.
- Ak užívate antikoagulačné lieky, vrátane užívania veľkého množstva aspirínu a nemôžete prestať aspoň týždeň pred každou liečbou.
- Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ neboli pod dohľadom, alebo neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Teenageri vo veku od 15 do 18 rokov môžu toto zariadenie používať so súhlasom a/alebo pomocou svojich rodičov. Dospelí starší ako 18 rokov môžu toto zariadenie voľne používať, a to vždy podľa varovania a odporúčaní uvedených v tomto návode na použitie.
- Okamžite prestaňte zariadenie používať a pokiaľ sa cítite nepohodlie, poraďte sa s lekárom.
- Ak je zariadenie poškodené, nedotýkajte sa jeho vnútorných častí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Do zariadenia nekladajte žiadne predmety.
- Adaptér obsahuje transformátor, neprerušujte napájací menič, aby ste ho nahradili inou zástrčkou, pretože je to nebezpečné. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený filter svetelného výstupného okna.
- Toto zariadenie nie je možné prať.
- Neponárajte ho ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Toto zariadenie nie je vhodné používať u detí. Uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Pravidelne čistite povrch zariadenia, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami rozoberať, opravovať alebo upravovať, aby ste predišli nehodám.
- Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie na dlhú dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí.
- Pokiaľ nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, uložte ho na suchom mieste pri izbovej teplote .
- Pri používaní tohto zariadenia sa uistite, že sa vy (a ďalší ľudia v rovnakej miestnosti) nepozeráte priamo do okienka pre výstup svetla, aby ste predišli nepríjemným pocitom v očiach.
- Pri používaní zariadenia vždy používajte ochranné okuliare (sú súčasťou balenia).

Zoznam varovaní nie je konečný. Ak si nie ste istí, či môžete alebo nemôžete toto zariadenie používať, poraďte sa s lekárom.

Predajca:

Ružový slon s.r.o.

Výstavní 1928/9

702 00 Moravská Ostrava, ČR

IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

**Chýba vám niečo v návode?
Potrebujete pomôcť?**

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005

Informácie o likvidácii odpadov

Recyklácia

Nevyhadzujte toto zariadenie do domového odpadu. Odnesť toto zariadenie do miestneho recyklačného miesta pre správnu likvidáciu. Správne postupy likvidácie a recyklácie prispievajú k ochrane životného prostredia.

Dovozca a výrobca

Špecifikácia zariadenia

Názov produktu od výrobcu: IPL HairRemovalDevice

Názov produktu predajcu: IPL epilátor pre dlhodobé odstránenie chĺpkov Inspector 10972

Vstup: 12V/3A

Výkon: 36W

Výkonný štandard: Q/XM1023-2020

Výrobca: MAE B., Holandsko

www.intimatehealt.eu/usermanua

Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005