

Tlaková pomôcka G-Cat - Mystic Noir

Údržba

Pred každým použitím a po ňom prístroj namydíte a opláchnite prúdom vlažnej vody. Na hlbšiu dezinfekciu použite špeciálny sprej, ktorý nechajte pôsobiť a potom opláchnite. Prístroj vysušte a skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných zariadení, aby ste zabránili poškodeniu materiálov.

Nabíjanie

- Magnetický nabíjací kábel USB je súčasťou balenia

Ovládanie

- Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
- Funkcia cestovného zámku na zabránenie náhodnému zapnutiu
- Podrobnosti v priloženom návode

Vodeodolnosť

- Vodotesný, ideálny na použitie vo vodnom prostredí

Materiál

- ABS
- Lekársky silikón

Rozmery

- Rozmery výrobku: 8,20 x 7,50 x 8,20 cm
- Hmotnosť výrobku: 200 g
- Priemer výrobku: 8,20 cm



Predajca:

Ružový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
vedená u registrovom súde v Ostrave č. C36400

Chýba vám niečo v návode? Potrebujete pomôcť?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.sk
alebo zavolajte na +421 277 270 005